

Faustovirus Capping Enzyme (S17)

Code No. 2480A

包装量: 500 U
浓度: 25 U/μl

附带试剂:

10X Capping Buffer 2 100 μl
S-adenosylmethionine (SAM) (32 mM) 100 μl
GTP (10 mM) 50 μl

制品说明:

Faustovirus Capping Enzyme (S17)是一种来自 Faustovirus S17 菌株的单亚基酶,它在 RNA 的 5' 端 (5' -三磷酸 RNA) 添加 7-甲基鸟苷酸结构 (Cap 0),其作用方式与 Vaccinia Capping Enzyme 的作用类似。在真核生物中,帽结构对于 mRNA 的稳定、出核转运以及翻译起到重要作用。该酶与本制品中附带试剂 (10X Capping Buffer 2, S-adenosylmethionine (SAM), GTP) 一起使用,可以在体外高效合成具有完整 Cap 0 结构的 RNA。本酶也可以与 mRNA Cap 2' -O-Methyltransferase (Code No. 2470A/B) 同时使用,一步反应高效地在 RNA 5' 末端紧邻帽结构 (Cap 0) 的第一个核苷酸的 2' -O 上添加甲基基团,制备具有 Cap-1 结构的 RNA。

此外,与 Vaccinia Capping Enzyme 相比,该酶在更广泛的温度范围 (30-50°C) 内具有活性,并且在处理各种靶标 RNA 时更通用,因此可用于疫苗等 RNA 医药领域的研究开发。

保存: -20°C

来源:

Escherichia coli carrying a plasmid containing the gene for Faustovirus capping enzyme (S17)

性质:

分子量: 约100 kDa

活性定义:

在37°C下30分钟内将5 pmol的100 nt转录产物转化为Cap-0 RNA 所需的酶量定义为1个活性单位 (U)。

活性测定反应液组成:

1X	Capping Buffer 2
25 μM	GTP
20 μCi/ml	[3H] SAM
2.5 μg/50 μl	100 nt RNA

质量控制:

请查阅各批次的Certificates of Analysis(CoA)。产品CoA请在 Takara Bio Inc.网站中下载:

https://catalog.takara-bio.co.jp/search/doc_index.php

用途:

1. Cap-0 mRNA的制备
2. 与mRNA Cap 2' -O-Methyltransferase联合制备Cap-1 mRNA

使用注意:

1. 混匀时,不要剧烈振荡;
2. 如果试剂、试管或微量移液器吸头被RNase污染,就会导致RNA产量减少或降解。在实验过程中应采取预防措施以避免RNase污染,如戴一次性手套以及使用专用于RNA实验的试管及微量移液器吸头。

操作流程:

1. 将未加帽的RNA (5' -三磷酸RNA) 制备成带有Cap-0的RNA。
RNA transcript (50 μg)^{*1} 38 μl
10X Capping Buffer 2 5 μl
GTP (10 mM) 2.5 μl
SAM (2 mM, 稀释32 mM原液至2 mM)^{*2} 2.5 μl
Faustovirus Capping Enzyme (S17) (25 U/μl)^{*3} 2 μl

Total 50 μl^{*4}

在37°C孵育30分钟^{*3}。

2. 将未加帽的RNA (5' -三磷酸RNA) 制备成带有Cap-1的RNA。
RNA transcript (50 μg)^{*1} 34 μl
10X Capping Buffer 2^{*5} 5 μl
GTP (10 mM) 2.5 μl
SAM (4 mM, 稀释32 mM原液至4 mM)^{*2} 2.5 μl
Faustovirus Capping Enzyme (S17) (25 U/μl)^{*3} 2 μl
mRNA Cap 2' -O-Methyltransferase (50 U/μl)^{*3} 4 μl

Total 50 μl^{*4}

在37°C下孵育1小时^{*3}。

*1 为了去除转录产物5' 端的二级结构,在反应前对RNA (5' -三磷酸RNA) 进行热变性,可以提高加帽效率。

(1) 取50 μg RNA,用RNase-free water将体积调至38 μl(制备Cap-0 RNA) 或34 μl (制备Cap-1 RNA)。

(2) 在65°C下热变性5-10分钟,然后立即在冰上放置5分钟。

*2 SAM不稳定。在反应前,使用RNase-free water将32 mM原液进行必要量的稀释,稀释液使用前冰上放置。

*3 如果RNA的加帽效率低,则增加酶的用量和/或延长孵育时间。

*4 可根据实验需要放大反应体系。

*5 使用针对Faustovirus Capping Enzyme (S17)优化的缓冲液,而不是mRNA Cap 2' -O-Methyltransferase (Code No. 2470A/B)提供的缓冲液。

关联产品:

mRNA Cap 2' -O-Methyltransferase (Code No. 2470A/B)
RNase-free Water (Code No. 9012)
Takara IVTpro™ mRNA Synthesis System (Code No. 6141)
Cloning Kit for mRNA Template (Code No. 6143)
Takara IVTpro™ T7 mRNA Synthesis Kit (Code No. 6144)
Template Vector (*BspQ I*) for T7 mRNA Synthesis (Code No. 6146)
BspQ I (Code No. 1227A/B)
T7 RNA Polymerase ver.2.0 (Code No. 2541A)
PrimeCap™ T7 RNA Polymerase (low dsRNA) (Code No. 2560A)
Recombinant RNase Inhibitor ver.2.0 (Code No. 2315A/B)
Pyrophosphatase (inorganic) (Code No. 2450A/B)

IVTpro and PrimeCap are trademarks of Takara Bio Inc.

注意

本产品仅供科学研究使用,不能用于人、动物的医疗或诊断程序,不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准,不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品,或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权,请联系我们,或访问我们网站 www.takarabio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日生物技术(北京)有限公司翻译制作,最新版本文件请参考 Takara Bio Inc.网站。为正确使用 Takara 产品,您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v202402Da