

Code No. 9139

研究用

---

**TaKaRa**

Competent Cell  
Preparation Kit

---

说明书

# 目 录

内 容	页 码
● 制品说明	1
● 制品内容	1
● 保 存	1
● 使用注意	1
● 感受态细胞的制备方法	1
● 感受态细胞的 DNA 转化	2
● 实验例	2
● 相关试剂及培养基的制备方法	3
■ Ampicillin	3
■ IPTG	3
■ X-Gal	3
■ LB 培养基	3
■ LB/Amp 培养基	3
■ SOB 培养基	3
■ SOC 培养基	4
■ $\phi$ b $\times$ broth	4
■ LB/Amp/X-Gal/IPTG 平板培养基	4

## ● 制品说明

大肠杆菌经过处理后可以摄取外源DNA (Plasmid DNA、Phage DNA等)，处于这种状态的细胞称为感受态细胞 (Competent Cell)。在基因工程实验中，经常要使用各种感受态细胞进行DNA的转化操作。

实验使用的感受态细胞的来源大体可以分为两种：一种是购买商品化的感受态细胞，但商品化感受态细胞成本高、运输及保存有一定困难（超低温）；另一种是自己制备感受态细胞，实验人员自己制作感受态细胞时，往往受到各种试剂及实验条件等限制，制备的感受态细胞效率低，达不到实验要求。

Competent Cell Preparation Kit是一种方便、高效、快速制备感受态细胞的试剂盒。使用本试剂盒制备的感受态细胞可以满足大多数实验的需要，并且适用于几乎所有常用的大肠杆菌，例如：*E.coli* DH5 $\alpha$ 、JM109、CJ236、HB101、MV1184、BMH71-18*mutS*等，转化效率均可以达到 $1 \times 10^6$  cfu/  $\mu$ g pUC19以上（转化效率根据大肠杆菌细胞系及转化用DNA不同稍有差异）。使用本试剂盒制备的感受态细胞可以在-80 $^{\circ}$ C保存一年。

## ● 制品内容 (200 次量)

Solution A	20 ml
Solution B	20 ml

## ● 保 存： 4 $^{\circ}$ C

## ● 使用注意：

1. 制作感受态细胞时应使用专用的玻璃器皿或塑料容器。洗刷这些玻璃器皿或塑料容器时应尽量洗净。由于微量的洗涤剂或污染物都可能降低感受态细胞的转化效率，因此在洗刷完用于制作感受态细胞的专用玻璃器皿或塑料容器后，建议用去离子水浸泡一晚，然后再充分洗净。
2. 制作感受态细胞时使用的菌种，不应使用 4 $^{\circ}$ C或常温保存的传代细菌。应使用-70 $^{\circ}$ C保存的菌种，在LB/抗生素平板培养基上分级划线培养后，挑取单菌落。使用这种菌种制作的感受态细胞，能提高转化效率。
3. 培养感受态细胞制备用菌体时，OD<sub>600</sub>值的测定应随时进行，以使 OD<sub>600</sub>值控制在 0.35~0.5 之间。如果 OD<sub>600</sub>值超出此范围，可能降低感受态细胞的转化效率。
4. 用于感受态细胞制备的菌体培养停止后要立即处理，不要将培养液过长时间室温放置，在冰中放置时也不要时间过长。
5. 感受态细胞的制备操作过程中，离心后弃上清时要尽量弃尽，否则会降低感受态细胞的转化效率。
6. 使用 Solution A、Solution B 悬浮沉淀时要用手指轻轻弹动 Microtube 管壁，禁止剧烈振荡操作。
7. 为了有效确认感受态细胞的转化效率，建议制作一批高纯度的质粒 DNA 分装低温（-20 $^{\circ}$ C）保存，用作阳性对照，以确认每批制作的感受态细胞的转化效率。

## ● 感受态细胞的制备方法

1. 菌种纯化。
  - ① 使用 LB/抗生素平板培养基（根据菌种性质加入适当的抗生素），用接种针挑取大肠杆菌（-70 $^{\circ}$ C甘油保存菌），在平板培养基上分级划线，以能够出现单菌落为宜。
  - ② 将上述划线的平板培养基倒置于恒温培养箱中 37 $^{\circ}$ C过夜培养。

## 2. 菌体培养。

- ① 取 20 ml  $\phi$ b × broth 移至 100 ml 三角烧瓶中，塞上棉塞后高温高压灭菌，然后冷却至室温。
- ② 在划线平板培养基上挑取单菌落，接种到①的培养基中。
- ③ 37°C 振荡（约 120 rpm）培养。
- ④ 测定 OD<sub>600</sub> 值，当 OD<sub>600</sub> 值达到 0.35~0.5 时（约培养 5 小时）放置冰中停止培养（如果 OD<sub>600</sub> 值超出此范围将不能保证感受态细胞的转化效率）。
- ⑤ 进行下一步操作。

## 3. 感受态细胞的制备

- ① 取上述菌体培养液 1 ml 于 1.5 ml Microtube 中（根据需要量确定 Microtube 数量）。
- ② 1,500 × g（一般的微型离心机约 4,000 rpm）4°C 离心 5 分钟，弃上清（注意尽量除尽上清）。
- ③ 在每个 Microtube 中加入 100 μl 冰中预冷的 Solution A，轻轻弹动 Microtube 使沉淀悬浮，禁止剧烈振荡。
- ④ 1,500 × g（一般的微型离心机约 4,000 rpm）4°C 离心 5 分钟，弃上清（注意尽量除尽上清）。
- ⑤ 在每个 Microtube 中加入 100 μl 冰中预冷的 Solution B，轻轻弹动 Microtube 使沉淀悬浮，禁止剧烈振荡。
- ⑥ 感受态细胞制作完成。本感受态细胞可以直接用于 DNA 的转化实验，也可以于 -80°C 中保存，以备以后使用。在 -80°C 保存时，可以有效保存一年以上，但不能反复冻融，一旦融解后，不能再进行 -80°C 保存。

## ● 感受态细胞的 DNA 转化

1. 将 -80°C 保存的感受态细胞置于冰中融化 10 分钟。
2. 取 100 μl 的感受态细胞移至新的转化管中。
3. 向感受态细胞中加入 0.1 ng~10 ng（3 μl~10 μl）的转化用 DNA，轻轻混匀后冰中放置 30 分钟。
4. 42°C 水浴中放置 45 秒钟后，立即于冰中放置 1~2 分钟。
5. 加入 890 μl 37°C 预温的 SOC 培养基。
6. 37°C 振荡培养 1 小时。
7. 取适量涂平板后，将平板倒置于 37°C 培养箱中培养一夜。
8. 确认培养菌落，进行下步实验。

## ● 实验例

使用本试剂盒按标准操作方法制备了 *E.coli* K802 感受态细胞，使用 pUC19 质粒 1 ng 转化至 *E.coli* K802 感受态细胞中，在含有 Amp 抗性的 L-琼脂平板培养基上形成单菌落，计算菌落数及转化效率，结果见下表。

表. *E.coli* K802 感受态细胞的转化效率

Sample	涂板量 (μl)	菌落数	转化效率 (cfu/μg pUC19)
A	50	298	$5.96 \times 10^6$
	100	640	$6.40 \times 10^6$
B	50	242	$4.84 \times 10^6$
	100	621	$6.21 \times 10^6$
平均转化效率			$5.58 \times 10^6$

## ● 相关试剂及培养基的制备方法

### ■ Ampicillin

1. 组份浓度: 100 mg/ml
2. 配制量: 50 ml
3. 配制方法:
  - ① 称量 5 g Ampicillin 置于 50 ml 离心管中。
  - ② 加入 40 ml 灭菌水, 充分混合溶解后, 定容至 50 ml。
  - ③ 用 0.22  $\mu$ m 过滤膜过滤除菌。
  - ④ 小份分装 (1 ml/份) 后,  $-20^{\circ}\text{C}$  保存。

### ■ IPTG

1. 组份浓度: 24 mg/ml
2. 配制量: 50 ml
3. 配制方法:
  - ① 称量 1.2 g IPTG 置于 50 ml 离心管中。
  - ② 加入 40 ml 灭菌水, 充分混合溶解后, 定容至 50 ml。
  - ③ 用 0.22  $\mu$ m 过滤膜过滤除菌。
  - ④ 小份分装 (1 ml/份) 后,  $-20^{\circ}\text{C}$  保存。

### ■ X-Gal

1. 组份浓度: 20 mg/ml
2. 配制量: 50 ml
3. 配制方法:
  - ① 称量 1 g X-Gal 置于 50 ml 离心管中。
  - ② 加入 40 ml DMF (二甲基甲酰胺), 充分混合溶解后, 定容至 50 ml。
  - ③ 小份分装 (1 ml/份) 后,  $-20^{\circ}\text{C}$  避光保存。

### ■ LB 培养基

1. 组份浓度:

1% (W/V)	Tryptone
0.5% (W/V)	Yeast Extract
1% (W/V)	NaCl
2. 配制量: 1 L
3. 配制方法:
  - ① 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。

Tryptone	10 g
Yeast Extract	5 g
NaCl	10 g

- ② 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。

- ③ 滴加 5 N NaOH (约 0.2 ml), 调节 pH 值至 7.0。
- ④ 加去离子水将培养基定容至 1 L。
- ⑤ 高温高压灭菌后,  $4^{\circ}\text{C}$  保存。

### ■ LB/Amp 培养基

1. 组份浓度:

1% (W/V)	Tryptone
0.5% (W/V)	Yeast Extract
1% (W/V)	NaCl
0.1 mg/ml	Ampicillin
2. 配制量: 1 L
3. 配制方法:
  - ① 在 1 L LB 培养基中加入 1 ml Ampicillin (100 mg/ml) 后均匀混合。
  - ②  $4^{\circ}\text{C}$  保存。

### ■ SOB 培养基

1. 组份浓度:

2% (W/V)	Tryptone
0.5% (W/V)	Yeast Extract
0.05% (W/V)	NaCl
2.5 mM	KCl
10 mM	MgCl <sub>2</sub>
2. 配制量: 1 L
3. 配制方法:
  - ① 配制 250 mM KCl 溶液。  
在 90 ml 的去离子水中溶解 1.86 g KCl 后, 定容至 100 ml。
  - ② 配制 2 M MgCl<sub>2</sub> 溶液。  
在 90 ml 去离子水中溶解 19 g MgCl<sub>2</sub> 后, 定容至 100 ml, 高温高压灭菌。
  - ③ 称取下列试剂, 置于 1 L 烧杯中。

Tryptone	20 g
Yeast Extract	5 g
NaCl	0.5 g
  - ④ 加入约 800 ml 的去离子水, 充分搅拌溶解。
  - ⑤ 量取 10 ml 250 mM KCl 溶液, 加入到烧杯中。
  - ⑥ 滴加 5 N NaOH (约 0.2 ml), 调节 pH 值至 7.0。
  - ⑦ 加去离子水将培养基定容至 1 L。

- ⑧ 高温高压灭菌后，4℃保存。
- ⑨ 使用前加入 5 ml 灭菌的 2 M MgCl<sub>2</sub> 溶液。

### ■SOC 培养基

#### 1. 组份浓度:

2% (W/V)	Tryptone
0.5% (W/V)	Yeast Extract
0.05% (W/V)	NaCl
2.5 mM	KCl
10 mM	MgCl <sub>2</sub>
20 mM	葡萄糖

2. 配制量: 100 ml

3. 配制方法:

#### ① 配制 1 M 葡萄糖溶液。

称量 18 g 的葡萄糖溶于 90 ml 去离子水中，充分溶解后定容至 100 ml，用 0.22 μm 滤膜过滤除菌。

② 向 100 ml SOB 培养基中加入除菌的 1 M 葡萄糖溶液 2 ml，均匀混合。

③ 4℃保存。

### ■φb× broth

#### 1. 组份浓度:

2% (W/V)	Tryptone
0.5% (W/V)	Yeast Extract
0.5% (W/V)	MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O

2. 配制量: 1 L

3. 配制方法:

#### ① 称取下列试剂，置于 1 L 烧杯中。

Tryptone	20 g
Yeast Extract	5 g
MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	5 g

② 加入约 800 ml 的去离子水，充分搅拌溶解。

③ 滴加 1 N KOH，调节 pH 值至 7.5。

④ 加去离子水将培养基定容至 1 L。

⑤ 高温高压灭菌后，4℃保存。

### ■LB/Amp/X-Gal/IPTG 平板培养基

#### 1. 组份浓度:

1% (W/V)	Tryptone
0.5% (W/V)	Yeast Extract
1% (W/V)	NaCl
0.1 mg/ml	Ampicillin
0.024 mg/ml	IPTG
0.04 mg/ml	X-Gal
1.5% (W/V)	Agar

2. 配制量: 1 L

3. 配制方法:

#### ① 称取下列试剂，置于 1 L 烧杯中。

Tryptone	10 g
Yeast Extract	5 g
NaCl	10 g

② 加入约 800 ml 的去离子水，充分搅拌溶解。

③ 滴加 5 N NaOH (约 0.2 ml)，调节 pH 值 7.0。

④ 加去离子水将培养基定容至 1 L 后，加入 15 g Agar。

⑤ 高温高压灭菌后，冷却至 60℃左右。

⑥ 加入 1 ml Ampicillin (100 mg/ml)、1 ml IPTG (24 mg/ml)、2 ml X-Gal (20 mg/ml) 后均匀混合。

⑦ 铺制平板 (30~35 ml 培养基/90 mm 培养皿)。

⑧ 4℃避光保存平板。

**注意**

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经TAKARA BIO INC.书面许可授权或批准，不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品，或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权，请联络我们，或访问我们网站[www.takara-bio.com](http://www.takara-bio.com)。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术（北京）有限公司翻译制作，最新版本文件请参考 TAKARA BIO INC.网站。为正确使用 Takara 产品，您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

**技术咨询热线：**

0411-87641685, 87641686

4006518761, 4006518769

**TAKARA BIO INC.**

URL: <http://www.takara.com.cn>